

Zkumavka s vyhnutým okrajem

Zkumavka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Jednotlivé						Karton					
Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Délka (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Délka (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
9	12	100	0,5	1	L030092.1	9	12	100	0,5	100	L030092.2
15	16	100	0,5	1	L030093.1	15	16	100	0,5	100	L030093.2
25	16	160	0,5	1	L030094.1	25	16	160	0,5	100	L030094.2
35	18	180	0,5	1	L030098.1	35	18	180	0,5	100	L030098.2
45	20	180	0,5	1	L030095.1	45	20	180	0,5	100	L030095.2
60	24	160	0,8	1	L030096.1	60	24	160	0,8	100	L030096.2
80	24	200	0,8	1	L030099.1	80	24	200	0,8	100	L030099.2
115	30	200	0,8	1	L030097.1	115	30	200	0,8	100	L030097.2