

Zkumavka s rovným okrajem

Zkumavka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Jednotlivě						Karton					
Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Délka (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Délka (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	10-11	80	0,9	1	L031090.1	5	10-11	80	0,9	200	L031090.2
6	12	75	0,7	1	L031091.1	6	12	75	0,7	200	L031091.2
8	12	100	0,7	1	L031092.1	8	12	100	0,7	100	L031092.2
10	14	100	0,9	1	L031093.1	10	14	100	0,9	100	L031093.2
11	15	85	0,9	1	L031094.1	11	15	85	0,9	100	L031094.2
14	16	100	0,8	1	L031095.1	14	16	100	0,8	100	L031095.2
23	16	160	0,8	1	L031096.1	23	16	160	0,8	100	L031096.2
32	18	180	1,0	1	L031097.1	32	18	180	1,0	100	L031097.2